



Trampas de agua D-fend™

Las trampas de agua D-fend ayudan a proteger su equipo de monitoreo respiratorio de GE Healthcare de la humedad, secreciones y contaminación viral y bacteriana. La trampa de agua D-fend está indicada para su uso con módulos respiratorios tanto en entornos de anestesia como de cuidados intensivos.

Características

- Adecuado para módulos respiratorios de GE Healthcare para una medición precisa
- Probado por un laboratorio externo independiente para la eficiencia de filtración viral (VFE) contra un material infeccioso sustituto conocido como Phi X 174.

COMPATIBILIDAD DEL PRODUCTO	Anestesia		Cuidados intensivos		Anestesia o cuidados intensivos
	D-fend 876446-HEL	D-fend Pro M1182629	D-fend+ 881319-HEL	D-fend Pro+ M1200227	D-fend Mini 8001274
E-CAiO	X				
E-CAiOV	X				
E-CAiOVX	X				
E-sCAiO		X			
E-sCAiOV		X			
E-sCAiOVX		X			
E-sCAiOE		X			
E-sCAiOVE		X			
N-CAiO		X			
E-CO			X		
E-COV			X		
E-COVX			X		
E-sCO				X	
E-sCOV				X	
E-sCOVX				X	
E-miniC					X

Nuestros equipos.
Nuestros accesorios.
Simplemente
compatibles.

Puede confiar en los accesorios y consumibles de GE Healthcare para que sus dispositivos clínicos funcionen de forma eficiente.

- Proceso de pedido simplificado
- Entrega rápida
- Un punto de contacto para el asesoramiento de expertos
- Soporte de calidad en cada paso

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Uso del producto

Las trampas de agua D-fend son desechables.

D-fend+ (881319-HEL),
D-fend Pro+ (M1200227): Cuidados intensivos, máximo 24 horas, uso en un solo paciente

D-fend (876446-HEL),
D-fend Pro (M1182629): Anestesia, máximo 2 meses.

D-fend Mini (8002174): Anestesia, máximo 2 meses
Cuidados intensivos, máximo 24 horas, uso en un solo paciente

Materiales

	D-fend Pro+ D-fend Pro+	D-fend, D-fend+, Mini D-fend
Cuerpo	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC)	Poliamida (PA)
Parte superior	Policarbonato (elastómero termoplástico de PC (TPE)	N/A
Junta	N/A	Caucho de silicona
Envase	Policarbonato (PC) Elastómero termoplástico (TPE)	Policarbonato (PC)
Junta tórica	N/A	Caucho de nitrilo
Pestillo	Polioximetileno (POM)	N/A
Filtro	Politetrafluoroetileno (PTFE)	Medios de microfiltración GORE

Composición de materiales

No fabricado con látex de caucho natural, PVC, DEHP u otros ftalatos.

El producto podría no encontrarse disponible en todos los países y regiones.

© 2021 General Electric Company - Todos los derechos reservados.

GE Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y características que se muestran en este documento, o suspender el producto descrito en cualquier momento sin previo aviso u obligación. Póngase en contacto con su representante de GE Healthcare para obtener la información más actualizada. GE, el Monogram GE y D-fend son marcas registradas de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., en actividad comercial como GE Healthcare.

JB00018MX

Mantenimiento

No lave, seque, esterilice ni reutilice las trampas de agua agotadas/ocuidas. Al limpiar la superficie exterior del módulo, mantenga la trampa de agua y la línea de muestreo de gas conectadas para evitar que el agente de limpieza entre en la trampa de agua o en el módulo de gas.

Consideraciones de desecho

Desechar como residuo clínico, de acuerdo con la política del hospital, las directrices y regulaciones locales.

Materiales de embalaje

Primario: Polietileno (PE)

Conformidad

Marca CE

Eficiencia de filtración bacteriana y viral

Pieza	BFE	VFE
D-fend D-fend+ D-fend Mini	>99,99998%	99,99997 - 99,99999%
D-fend Pro D-fend Pro+	>99,999970%	>99,9988%

LISTA DE PIEZAS

Número de la pieza	Descripción	Cantidad
876446-HEL	Trampa de agua D-fend, negro	10
M1182629	Trampa de agua D-fend Pro, azul acero oscuro	10
881319-HEL	D-fend+ Trampas de agua, verde	10
M1200227	D-fend Pro+ Trampas de agua, verde	10
8002174	Trampa de agua Mini D-fend	10

1) La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación restringida en su país.

2) Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.